

SAFIRA

Crystal Block Sport

Kit Canulas para Nervos Periféricos

Precisão e Segurança no Tratamento
da Dor Ortopédica



O **Crystal Block Sport** é uma solução versátil que oferece inúmeras possibilidades para o tratamento eficaz da dor ortopédica.

Com sua capacidade de realizar bloqueios e infiltrações, este kit é especialmente indicado para uma ampla gama de procedimentos ortopédicos, abrangendo áreas críticas como joelho, ombro, tornozelo, mão e pé.

Joelho

O **Crystal Block Sport** proporciona um controle preciso para realizar infiltrações nos joelhos, aliviando a dor em pacientes com condições como osteoartrite e lesões ligamentares.

Ombro

Médicos ortopedistas podem utilizar o **Crystal Block Sport** para realizar bloqueios e infiltrações no ombro, tratando casos de tendinite calcária, bursite, entre outras condições dolorosas.

Tornozelo

Problemas no tornozelo, como entorses e tendinite de Aquiles, podem ser abordados com precisão através das técnicas de bloqueio e infiltração do **Crystal Block Sport**.

Mão e Pé

Pacientes que sofrem de dores nas mãos ou nos pés, devido a condições como artrite reumatoide ou neuromas de Morton, podem encontrar alívio por meio das aplicações específicas do **Crystal Block Sport**.

Tecnologia Sonovisível no **Crystal Block Sport**

O **Crystal Block Sport** da Safira Medical é equipado com agulhas sonovisíveis, uma inovação que proporciona benefícios excepcionais para procedimentos de bloqueio e infiltração em nervos periféricos.

Esta tecnologia permite uma visualização clara e precisa das agulhas durante procedimentos ultrassonográficos, garantindo uma inserção mais segura e exata. A sonovisibilidade reduz o risco de complicações, minimiza o desconforto do paciente e aumenta a eficácia dos tratamentos, oferecendo aos profissionais de saúde uma ferramenta confiável para melhorar os resultados clínicos.

Aliviando a dor

O **Crystal Block Sport** da **Safira Medical**, representa um avanço significativo no tratamento da dor ortopédica e medicina esportiva. Este método inovador oferece precisão e alívio eficaz, proporcionando uma nova perspectiva para pacientes que buscam uma vida livre de dor.

Precisão e Segurança para alívio imediato da dor

O **Crystal Block Sport Kit** Cânulas para Nervos Periféricos, é um produto estéril, de uso único, minimamente invasivo, destinado ao apoio em procedimentos de cirurgias ortopédicas de bloqueio e estimulação de nervos periféricos. As cânulas **Crystal Block Sport** possuem marcações radiopacas no corpo que ficam visíveis em todos os métodos de imagem, entregando segurança e precisão aos cirurgiões e para os pacientes.



Nome Comercial: Crystal Block Sport – Kit Canulas para Nervos Periféricos

Anvisa: 82602739008

Composição:

02 Cânulas sonovisíveis para Bloqueio de Nervos

01 Caneta para Marcação de Pele



01 Régua

Tamanhos disponíveis:

SAF005-050 - Crystal Block Sport 50mm

SAF005-100 - Crystal Block Sport 100mm

SAF005-150 - Crystal Block Sport 150mm





Saiba mais sobre
nossos produtos

Aponte a câmera do seu
celular para ler o QR Code



Telefone: (11) 3820-1708
WhatsApp: (11) 3820-1708

 @safira.med  @safira.med