

**SAFIRA**

# Crystal Block

Kit Cânulas para Nervos Periféricos

Precisão e Segurança no Tratamento da Dor Vertebral





O **Crystal** Block é uma solução para bloqueios nervosos, amplamente usada em tratamentos minimamente invasivos de controle da dor na coluna vertebral.

Desenvolvido para garantir precisão e segurança, ele proporciona maior eficácia em bloqueios e infiltrações, oferecendo alívio significativo para pacientes com patologias lombares e cervicais crônicas.

## Principais Características

### Tecnologia Sonovisível:

O **Crystal** Block pode ser visualizado em ultrassom e fluoroscopia, garantindo maior precisão na aplicação de medicamentos, como anestésicos e corticoides, mesmo em áreas difíceis.

### Extensor para Administração de Fármacos:

Equipado com uma mangueira para administração precisa de medicamentos, ideal para bloqueios nervosos e infiltrações, proporcionando controle total.

### Conector para Estimulação:

Compatível com dispositivos de neuroestimulação de baixa frequência, seu conector permite localização precisa dos nervos, aumentando a segurança do procedimento.

## Indicações de Uso

O **Crystal** Block é recomendado para cirurgiões especialistas em dor que buscam precisão em:

- **Bloqueio peridural (epidural):** Injeção de anestésico/corticoide para alívio de dores por hérnia de disco ou estenose espinhal.
- **Bloqueio facetário:** Injeção ao redor das articulações facetárias para tratamento de síndromes e dores axiais.
- **Bloqueio radicular:** Aplicação de medicamentos próximos às raízes nervosas comprimidas.

# Benefícios do Crystal Block

## • Precisão e Controle:

Sua visualização clara e estrutura permitem maior precisão e reduzem o risco de complicações.

## • Segurança Aumentada:

Materiais biocompatíveis minimizam reações adversas, assegurando segurança para paciente e profissional.

## • Alívio Rápido e Duradouro:

Tecnologias avançadas oferecem alívio imediato da dor e reduzem inflamações de forma eficiente.

## Aplicações Clínicas

O **Crystal Block** é indicado para o tratamento de condições como:

- **Hérnia de Disco**
- **Estenose Espinhal**
- **Doença Degenerativa Discal**
- **Síndrome Facetária**
- **Espandilólise e Espandilolistese**

O **Crystal Block**, da Safira Medical Technology, é uma ferramenta essencial para cirurgiões e especialistas em dor, proporcionando resultados precisos e seguros.



**Nome Comercial:** Crystal Block - Kit Cânulas de Estimulação e Bloqueio

SAF004-050 - Crystal Block - Kit Cânulas de Estimulação e Bloqueio - (50mm)

SAF004-100 - Crystal Block - Kit Cânulas de Estimulação e Bloqueio - (100mm)

SAF004-150 - Crystal Block - Kit Cânulas de Estimulação e Bloqueio - (150mm)

**Anvisa:** 82602739009

### **Composição:**

02. Cânulas de Bloqueio e Estimulação (50mm, 100mm ou 150mm)

01. Caneta marcadora de pele

01. Régua



Saiba mais sobre  
**nossos produtos**

Aponte a câmera do seu  
celular para ler o QR Code



Telefone: (11) 3820-1708  
WhatsApp: (11) 3820-1708

 @safira.med  @safira.med